


Liste des produits STIC



INFORMATION PRODUIT

STIC Pressure Monitor System

(inclut les substitutions ou suppressions suivantes non autorisées)

- **295-001-000** Moniteur de pression et pile (Pressure Monitor and Battery)
- **295-002-000** Set de moniteur de pression rapide (Quick Pressure Monitor Set)
Set stérile jetable comprenant une seringue pré-remplie de sérum physiologique
- **295-006-000** Set de cathéter fendu à demeure (Indwelling Slit Catheter Set)
Set stérile jetable pour la mesure en continu de la pression, comprenant un cathéter fendu, une aiguille autocassante et une tubulure de prolongement.
- **295-009-000** Pile alcaline 9 V (9 V Alkaline Battery)
- **295-016-000** Meuble de rangement mural (Wall Mount Storage Cabinet)

295-001-000 Moniteur de pression et pile (Pressure Monitor and Battery)

295-002-000 Set de moniteur de pression rapide (Quick Pressure Monitor Set)
Set stérile jetable comprenant une seringue pré-remplie de sérum physiologique, une aiguille à orifice latéral et une chambre à membrane destinée à préserver la stérilité du trajet de liquide.

295-003-000 Aiguille à orifice latéral (Side-Ported Needle), 18G x 6,1 cm

295-005-000 Seringue de 3 mL remplie de NaCl (3 mL NaCl Fill/Syringe)
Chlorure de sodium à 0,9 % pour injection, USP. Un excipient, solvant ou diluant pour solutions parentérales

295-006-000 Set de cathéter fendu à demeure (Indwelling Slit Catheter Set)
Set stérile jetable pour la mesure en continu de la pression, comprenant un cathéter fendu, une aiguille autocassante et une tubulure de prolongement.
REMARQUE : Le set de moniteur de pression rapide (REF 0295-002-000) doit être utilisé avec le set de cathéter fendu à demeure.

295-001-004 Couvercle de la pile (Battery Door)

295-001-005 Couvercle du boîtier (Housing Cover)

295-009-000 Pile alcaline 9 V (9 V Alkaline Battery)

295-008-000 Étui de rangement (Storage Case)

295-016-000 Meuble de rangement mural (Wall Mount Storage Cabinet)

SPÉCIFICATIONS DU MONITEUR DE LA PRESSION

Dimensions 5" x 3" x 2"

Poids 5.2 oz (150g)

L'autonomie de la batterie 48 heures continues